

Therapietische und Armlagerungen erfüllen im Rahmen einer individuellen (Multifunktions)-Rollstuhl-Versorgung verschiedene Aufgaben.

Sie dienen zum Beispiel:

- als oberkörpernahe Auflagefläche zur Lagerung der oberen Extremitäten bei z.B. Hemi- oder Tetraparese
- der oberkörpernahen achsengerechten Positionierung der oberen Extremitäten
- als Arbeitsplattform in der aktivierenden Pflege
- als Abstellmöglichkeit für Essen, Getränke, o.ä.

Netti by Alu Rehab bietet Therapietische und Armlagerungen in diversen Ausführungen an:

- den klassischen Therapietisch in einfacher Ausführung mit U-Profil, der über die Armlehnenpolster des Rollstuhls geschoben wird.

- eine verstärkte Ausführung mit U-Profil.

- eine abschwenkbare Ausführung mit einem unter dem Tisch montierten Metallbügel. Der Metallbügel dient dazu, den Tisch bei Nichtbenutzung seitlich am Rollstuhl zu deponieren. Der Tisch kann gegebenenfalls über eine an der Bügelaufnahme befindliche Schraube mit Rändelmutter in der Tiefe festgestellt werden.

- eine aufsteckbare und verriegelbare Version bei der der Tisch über 2 Metallrohre links und rechts in 2 an den Armlehnen montierten Aufnahmen eingeschoben wird. Die Aufnahmen verfügen über eine Schraube mit Rändelmutter mit der der Tisch in der Tiefe festgestellt werden kann.

- Die Festellkonstruktion der Tische ist so konzipiert, dass sie vom Nutzer des Rollstuhles selbstständig gelöst werden kann. Ein Austausch der Schraube mit Rändelmutter gegen eine feste und nur mit Werkzeug zu lösende Feststellung ist nicht gestattet. Siehe auch den Sicherheitshinweis am Ende dieser Übersicht.


- einen gepolsterten Halbtisch zur z.B. einseitigen Lagerung eines paretischen Armes.



- Armlagerungsschalen zur Lagerung der oberen Extremitäten bei z.B. einer Hemi- oder Tetraparese.



- ein sog. Hemiplegie-Kissen, mit der der Arm / die Arme auf dem Schoß des Patienten achsengerecht gelagert werden können.



- eine große Auswahl an Armlehnenpolstern zur individuellen Versorgung.



In der Nutzung der von Netti by Alu Rehab angebotenen Therapietische und Armlagerungen ist zu beachten, dass diese Produkte ausschließlich für die in der Einleitung erwähnten Bestimmungszwecke konzipiert wurden.

Bitte beachten Sie ebenso, dass bei einer Verstellung der Sitz- und/oder Rückeneinheit eine erneute Justierung des Produktes erfolgen muss, um den Bestimmungszweck erfüllen und um Gefahren für den Anwender ausschließen zu können.

Wir weisen aus Sicherheitsgründen ausdrücklich darauf hin, dass ein nach vorne geschlossenes Produkt wie z.B. ein Therapietisch in keinem Anwendungsfall, z. B. durch den Austausch der Schrauben mit Rändelmutter, fest am Rollstuhl verbracht werden darf. Dies würde ein erhebliches Sicherheitsrisiko für den Anwender darstellen, da er in einer Notsituation durch Hilfspersonen nicht unverzüglich aus dem Rollstuhl transferiert werden könnte.



Bitte wenden Sie sich gerne an Ihren Ansprechpartner des Netti by Alu Rehab Außendienst oder an den Netti by Alu Rehab Innendienst, um die für Ihre Anforderung passende Lösung zu besprechen.