

## Hoftebelte / Hip Belt / Beckengurts / Cintura pelvica / Cinture ventrale

Netti I, Netti II, Netti III, Netti Mini, Netti 4U Comfort|CE, Netti 4U Comfort|CED



Verktøy: 2stk 13 mm fastnøkler

1. Trekk beltet gjennom hoftebeltefestet (dette er formontert på Netti Mini)
2. Tre beltet tilbake gjennom belteklemmen
3. Fest hoftebeltet i det bakerste hullet i rygghengslebraketten med den vedlagte skrue og mutter
4. Hoftebeltebraketten bør stå i 45° vinkel

Tools: 2pcs 13 mm open-end spanners

1. Pull the belt through the hole in the hip belt bracket (pre-mounted on Netti Mini)
2. Thread the belt back through the enclosed belt clamp
3. Fix the hip belt bracket in the bacmost hole of the backrest hinge using the enclosed screws and nuts
4. The hip belt bracket should be mounted in a 45° angle

Werkzeug: 2 Stück 13 mm Maulschlüssel


1. Gurt durch die Öffnung des Gurthalters ziehen (Gurthalter ist beim Netti Mini vormontiert)
2. Gurt durch die Gurtschnalle zurückziehen
3. Gurthalter mit Hilfe der beigefügten Schraube und Muttern im hinteren Loch des Rückenlehnscharniers montieren
4. Den Gurthalter im 45°-Winkel am Rahmen montieren

Attrezzi: Chiave semplice 2 pz. 13 mm

1. Tirare la cinghia attraverso il foro nella staffa della cintura pelvica
2. Infilare il retro della cinghia nella fibbia della cinghia
3. Fissare la staffa della cintura pelvica allo snodo dello schienale nel foro più indietro, utilizzando le viti e i dadi inclusi
4. La staffa della cintura pelvica dovrebbe essere montata ad un angolo di 45°

Outil: 2 clés anglaises de 13 mm

1. Faites passer la ceinture dans la patte de fixation
2. Faites repasser la ceinture dans l'attache
3. Montez la patte de fixation dans le dernier trou à l'arrière de la ferrure du dossier, à l'aide des vis et écrous livrés
4. Orientez la boucle à environ 45°



## Hoftebelte / Hip Belt / Beckengurts / Cintura pelvica / Ceinture ventrale

### Netti Svipp



Verktøy: 2stk 13mm fastnøkler

1. Trekk beltet gjennom hoftebeltefestet
2. Tre beltet tilbake gjennom belteklemmen
3. Plasser foring på innsiden av bakhjulsbraketten
4. Tre skruen gjennom hoftebeltefeste og inn i bakhjulsbraketten
5. Plasser mutter på innsiden og stram til
6. Hoftebeltebraketten bør stå i 45° vinkel

Tools: 2pcs open-end spanners

1. Pull the belt through the hole in the hip belt bracket
2. Thread the belt back through the enclosed belt clamp
3. Place the sleeve on the inside of the mainwheel bracket
4. Thread the screw through the hip belt bracket and through the main wheel bracket
5. Place the nut on the inside and tighten
6. The hip belt bracket should be mounted in a 45° angle

Werkzeug: 2 Stück 13 mm Maulschlüssel

1. Gurt durch die Öffnung des Gurthalters ziehen
2. Gurt durch die Gurtschnalle zurückziehen.
3. Platzieren Sie die Hülse in das Loch am hinteren Seitenrahmen
4. Stecken Sie die Schraube von außen durch den Gurthalter und dann durch die Hülse
5. Schrauben Sie nun die Mutter auf die Schraube und ziehen Sie sie fest an
6. Achten Sie darauf, daß der Gurthalter im 45°-Winkel am Rahmen montiert ist

Attrezzi: Chiave semplice 2 pz. 13 mm

1. Tirare la cinghia attraverso il foro nella staffa della cintura pelvica
2. Infilare il retro della cinghia nella fibbia della cinghia
3. Inserire la boccola all'interno della piastra della ruota posteriore
4. Infilare la vite attraverso la staffa della cintura pelvica e attraverso la piastra della ruota posteriore
5. Infilare il bullone all'interno e stringere
6. La staffa della cintura pelvica dovrebbe essere montata ad un angolo di 45°

Outil: 2 clés anglaises de 13 mm

1. Faites passer la ceinture dans la patte de fixation
2. Faites repasser la ceinture dans l'attache
3. Placez l'entretoise livrée dans le trou supérieur de la platine
4. Installez la patte de fixation
5. Serrez la patte de fixation à l'aide de l'ensemble vis écrou
6. Orientez la patte de fixation à environ 45°

