

RE-PROGRAMMIEREN BEIM
AUSTAUSCH VON
DX2 BEDIENEINHEIT ODER
DX2 POWER MODUL

NETTI MOBILE

Enable joy of life

NETTI MOBILE

Was müssen Sie bezüglich des Fahrprogrammes tun, wenn Sie ein DX2-Bediengerät oder ein DX2-Power Modul bei einem Netti Mobile wechseln?



Wir arbeiten mit einem DX2-Bediengerät:

DX2-REM420

Das DX2-System verfügt über eine integrierte Systemsicherung

Eine Kopie des Fahrprogrammes ist im DX2-Power Modul gespeichert.

Nach einem erfolgten Wechsel des Bediengerätes oder des Power Moduls ist es nicht notwendig, den Stuhl neu zu programmieren.

Dies ist jedoch nur der Fall, wenn der Netti Mobile sowohl mit einem DX2-Bediengerät und einem DX2-Power Module ausgestattet ist.



DX2 REM420

Bitte beachten Sie:

Falls Sie beide Komponenten zur gleichen Zeit wechseln, speichern Sie zuerst das aktuelle Fahrprogramm auf einem externen Speichermedium.

Nach erfolgtem Wechsel beider Komponenten laden Sie das Fahrprogramm wieder in den Rollstuhl. Hierzu benötigen Sie das Dynamic Wizard-Programm!



DX2 Power module

Wir empfehlen, ein für einen Rollstuhl eigens geschriebenes Fahrprogramm mit der Seriennummer des Rollstuhles zu speichern.

DX2-REM420

Das im Rollstuhl befindliche Kontrollsystem wird Ihnen auf dem LED-Display anzeigen, wenn sich das Fahrprogramm im Bediengerät von dem im Power Modulgeladenen Fahrprogramm unterscheidet.

Die LED's der Motorenanzeige 1 und 4 blinken dann gleichzeitig

Sie müssen nun wählen, welches Fahrprogramm übernommen werden soll.

Um das Programm aus dem Power Modul zu übernehmen, drücken Sie den Motorenanzeige minus (-) Knopf.

Um das Programm des Bediengerätes zu übernehmen, drücken Sie den Motorenanzeige plus (+) Knopf.

Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie bitte den Geschwindigkeit plus (+) Knopf zusammen mit dem Hupen Knopf.

Dies bedingt einen erneuten System Start.



IM DIALOG SCHAFFEN WIR EINFACHE LÖSUNGEN UND STEIGERN DIE LEBENSFREUDE



Diese Produkt stimmt mit der Richtlinie 93/42/EEC
für medizinische Hilfsmittel überein .

MD0103 DE
2016-03

SIE ERREICHEN UNS UNTER FOLGENDEN ANSCHRIFTEN:



Alu Rehab AS
Bedriftsvegen 23
4353 Klepp Stasjon
NORWAY

T: +47 51 78 62 20
post@My-Netti.com

Alu Rehab ApS
Kløftehøj 8
DK-8680 Ry

T: +45 87 88 73 00
F: +45 87 88 73 19
info@My-Netti.com