

NETTI Rückenkissen

Außen- und Innenmaße

Durch die Verwendung von einer anpassbaren Rückenbespannung kann sich das vordere Innenmaß erheblich ändern. Wird die Rückenbespannung mit einer Kurve nach hinten eingestellt, zwingt dies die Seitenführung des Kissens weiter nach innen, da das Rückenkissen sehr flexibel ist.

Abmessung

Die grüne Linie ist das Maß zwischen den Außenkanten des Kissens = das Maß zwischen den Armlehnen (Sitzbreite).

Bemerken Sie bitte: Hier gibt es einen Unterschied zwischen der Netti 4U und der Netti III Familie, da das Maß zwischen den Armlehnen beim Netti III 3 cm mehr beträgt.




Die untere rote Linie zeigt das Innenmaß an der Oberkante der Seitenführungen.

Die obere rote Linie zeigt das Innenmaß an der Unterkante der Seitenführungen.


Netti 4U CE COMFORT




Maße bei einem Stuhl mit SB 45 cm.




Netti Uno Back




Netti Smart



Netti Stabil



Netti Super Stabil



Netti Kyphotic

